




## Blondelle Téléthermomètre



- Blondelle Téléthermomètre à tension de vapeur
- Précision:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Capillaire: longueur de stock 3 m
- $\varnothing 60$ ,  $\varnothing 100$  et  $\varnothing 150$  mm
- Extension cylindrique,  $\varnothing = 9$ mm
  
- Longueur capillaire: 1 m - 1,5 m : longueur extension cylindrique: 100 mm
- Longueur capillaire: 3m : longueur extension cylindrique: 140 mm
- Longueur capillaire: 5m : longueur extension cylindrique: 160 mm

60 mm aluminium			
Echelle	Sortie	Longueur capillaire	Référence
-40 +40°C	Arrière	1M	TH0101 A1 8320
		1.5M	TH0101 A1.5 8320
		3M	TH0101 A3 8320
		5M	TH0101 A5 8320
	Verticale	1M	TH0101 V1 8320
		1.5M	TH0101 V1.5 8320
		3M	TH0101 V3 8320
		5M	TH0101 V5 8320

100 mm aluminium			
Echelle	Sortie	Longueur capillaire	Référence
-40 +40°C	Arrière	1M	TH0107 A1 8319
		1.5M	TH0107 A1.5 8319
		3M	TH0107 A3 8319
		5M	TH0107 A5 8319
	Verticale	1M	TH0107 V1 8319
		1.5M	TH0107 V1.5 8319
		3M	TH0107 V3 8319
		5M	TH0107 V5 8319

150 mm aluminium			
Echelle	Sortie	Longueur capillaire	Référence
-40 +40°C	Arrière	1M	TH0109 A1 8321
		1.5M	TH0109 A1.5 8321
		3M	TH0109 A3 8321
		5M	TH0109 A5 8321
	Verticale	1M	TH0109 V1 8321
		1.5M	TH0109 V1.5 8321
		3M	TH0109 V3 8321
		5M	TH0109 V5 8321